

MPR SYSTEM - instrukcja

MPR System, to specjalnie zaprojektowana szyna zwiększająca możliwość rozbudowy ssaków New Hospivac. System do łatwej i szybkiej wymiany różnych akcesoriów bez użycia narzędzi.

3 OBRĘCZ

Każdy nowy ssak New Hospivac dostarczany jest z uchwytem mieszczącym dwie butle. W łatwy sposób możemy wymienić uchwyt na szynę MPR do której możemy zamocować aż pięć różnych rozmiarów obręczy do butli.

Obręcze są dostępne w trzech rozmiarach, które pasują do:

- 2000 ml butla wielorazowa z pokrywą
- 5000 ml butla wielorazowa z pokrywą
- 2000 ml wielorazowy zbiornik do systemu wkładów FLOVAC

2 KAPSEL

Kiedy żadne akcesoria nie są w użyciu. Uchwyt możemy zamknąć dedykowanym kapsłem który pomaga utrzymać wysokie warunki higieniczne.

4 ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA


Zbiornik bezpieczeństwa o pojemności 220ml służy do zbierania cieczy, która może przedostać się przez zawór przelewowy w pokrywce. Zapewnia zatem drugą ochronę filtra i pompy. W pełni demontowany i autoklawowalny.



MPR SYSTEM - akcesoria

1 SZYNA WIELOFUNKCYJNA MPR

Wyposażona w pięć zaczepów na których łatwo można umieścić akcesoria takie jak: obręcze do butli o różnych średnicach, uchwyt kaniuli lub standardową szynę medyczną na której można umieścić inne akcesoria.



2 KAPSEL

Służy do zamknięcia otworu szyny MPR, kiedy żadne akcesorium nie jest używane.



3 OBRE CZ

Do butli dostępna w trzech rozmiarach. Łatwe mocowanie pozwala w szybki sposób wymienić obręcz na inną w odpowiednim rozmiarze.



4 ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA

Pojemność 220 ml do zbierania cieczy, która może przedostać się przez zawór przelewowy w pokrywie. Zapewnia zatem drugą ochronę filtra i pompy. W pełni demontowalny i autoklawowalny.



ZACISK

Zaciski z ABS do standardowej szyny 25x10mm lub 30x10mm, dostępny z przewodnikami w rozmiarze 25x5mm lub 30x5mm.



5 UCHWYT KANIULI

Wygodny uchwyt kaniuli pasuje do każdego z pięciu zaczepów na szynie.



PIERŚCIEŃ DO ZACISKÓW

Przystosowane do wszystkich rodzajów zbiorników Flovac (1000ml, 2000ml, 5000ml) oraz do wielorazowych butli CA-MI (2000ml, 5000ml). Dostępne z przewodnikami 25x5mm lub 30x5mm.



6 STANDARDOWA SZYNA MEDYCZNA

Dla użytkowników zamierzających używać innych rodzajów butli lub akcesoriów, można zastosować standardową szynę medyczną, która mocowana jest do wielofunkcyjnej szyny MPR. Standardowa szyna dostępna jest w dwóch rozmiarach 25x10mm lub 30x10mm.

