



## ZASTOSOWANIE

Ambulans

Oddział ratunkowy

Szpital polowy

Położnictwo

## CE 0123

NEW EMIVAC, przenośny ssak chirurgiczny, odpowiedni do awaryjnego stosowania. Nie ma potrzeby smarowania ani wymiany baterii, jest zawsze gotowy do użycia. Może być stosowany do łagodnego odsysania osób dorosłych i dzieci. W zestawie zbiornik z poliwęglanu o pojemności 400 ml z zaworem przelewowym, który można sterylizować w autoklawie. Urządzenie lekkie w przenoszeniu i proste w użyciu. Pedał wykonany z wysokiej jakości metalu, obudowa z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia

## AKCESORIA W ZESTAWIE

- Butla z poliwęglanu 400 ml z zaworem zabezpieczającym przed przepiętnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

## PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	_____	ręczne lub nożne
Klasyfikacja ISO 10079-1	_____	średnia próżnia - 22l /min
Maksymalne podciśnienie (regulowane)	_____	-0.40 bar -40 kPa -300 mmHg
Maksymalny przepływ	_____	22 l/min
Waga	_____	1,15 kg
Wymiary	_____	22 x 16 x 8 cm
Miejsce produkcji	_____	Włochy



Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Włochy)