

SYSTEM WKŁADÓW JEDNORAZOWYCH

Jednorazowy miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy. Wkład musi być umieszczony w specjalnym zbiorniku wielokrotnego użytku z poliwęglanu z możliwością dezynfekcji i sterylizacji. Stosowanie systemu FLOVAC pozwala zmniejszyć koszty mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz poprawia warunki higieniczne.

Hermetycznie zgrzewane

Wkład jednorazowy 1000ml / 2000ml

Port do podłączenia drenu z pacjentem

Zatyczka do zamknięcia portu PACJENT

Port do podłączenia ssaka
(z filtrem zamykającym zapętniony wkład)

Port do podłączenia kolejnego wkładu

Zatyczka do zamknięcia portu do kolejnego wkładu

Zbiornik wielokrotnego użytku na wkłady jednorazowe



	ASKIR 20 ASKIR 30 ASKIR 230 12V BR ASKIR 36 BR ASKIR 118	ASKIR C30	HOSPIVAC 350 HOSPIVAC 400
wkład 1000ml	31848		
wkład 2000ml	31846	31846	31846
zbiornik 1000ml	31843		
zbiornik 2000ml	31841	31841	31841

CE 0123



MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Włochy)